



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO

DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC

BONNETS AVEC ÉLASTIQUES

GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ

BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC

EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



PT

Nome do produto Touca descartável com elástico

Código do produto FGDC-E-SM35 (21097)

Modelo do Produto Elástico na touca, 62x14,5 cm

Estrutura e Composição A touca é feita com 35-40 g SMS, com elástico para fixação.

Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em ambulatórios, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, os produtos estiverem húmidos ou com mofo, não os utilize.

Modo de utilização do produto

1. Abra a embalagem do produto, retire a touca e aperte as pontas da touca com ambas as mãos.
2. Levante a sua mão, coloque a touca na cabeça e ajuste-a para se certificar de que o seu cabelo não está de fora.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.



Aviso

1. Este produto é descartável, não reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou as toucas estiverem danificadas.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.

Validade 3 anos.

Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

 REF	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco
 LOT	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico
	DE Nicht steril PT Não estéril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
	DE Feuchtigkeitsgrenzwert PT Limite de umidade		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia		DE Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln PT Frágil, manuseie com cuidado
	DE Diese Seite (nach) oben! PT Este lado para cima		DE Vorsichtig behandeln PT Manuseie com cuidado		