



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BATA DE ISOLAMENTO DESCARTÁVEL

PORTUGUÊS

Nome do produto Bata de Isolamento Descartável

Código do produto FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

Tamanho do produto Unidade: cm

CÓDIGO GIMA	21131	21132
CÓDIGO FULL GUARD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Tamanhos	115x137 (M)	120x150 (L)
Comprimento (do ombro à bainha)	115	120
Largura (mono camada)	137	150
Comprimento do cinto	180	180
Comprimento da manga	58	59
Desvio	±2	±2

Modelo do Produto Tipo Bata. M/L

Estrutura e Composição O produto utiliza 25 g de PP tecido não tecido. É composta por frente, costas, mangas, fitas e punho. O processo tecnológico consiste em corte, soldadura ultrassônica, fitas, velcro, punho, dobragem, selagem.

Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em clínicas ambulatoriais, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, o produto estiver húmido ou bolorento, não os utilize.

Modo de utilização do produto Abra a embalagem e retire o produto, sacuda suavemente a bata, levante as laterais da gola, insira as mãos nas mangas, estenda os braços para a frente e amarre os cintos.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.

⚠ Aviso

1. Este produto é um produto descartável, não o reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou o produto estiverem danificados.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.





















Validade 3 anos.


Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	Código produto		Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Número de lote		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Fabricante		Data de fabrico		Dispositivo médico
	Não estéril		Data de validade		Não use se o pacote estiver danificado
	Granica wilgotnosci		Consulte as instruções de uso		Dispositivo descartável, não reutilizar
	Limite de temperatura		Representante autorizado na União Europeia		Frágil, manuseie com cuidado
	Este lado para cima		Manuseie com cuidado		

 **FGIS-PP25-M (GIMA 21131)**
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbHGneisenastraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Eingeführt von / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

