

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instruções de Utilização

Modelo: Tipo comum

Rev. A/1Efetiva: 2020-4-

Descrição:

Os Óculos de isolamento médico destinam-se a criar uma barreira física que separa os olhos do ambiente circundante. Este dispositivo impede que líquidos ou salpicos de gotículas entrem em contacto com o utilizador. Os Óculos de isolamento médico destinam-se a uma única utilização.

Indicações de utilização:

proteção das mucosas associadas às membranas dos olhos contra salpicos, borrifos e respingos de fluidos corporais.

Contraindicações: Nenhumas.

Efeitos colaterais do produto:

Este produto não tem efeitos colaterais.

Aviso:

1. Não utilize se os componentes apresentarem qualquer sinal de danos.
2. Não exponha os componentes a temperaturas superiores às listadas na rotulagem da embalagem.
3. Elimine o produto como resíduo de risco biológico de acordo com o protocolo institucional.

Operação:












Retire os óculos do saco de embalagem, confirme que estão em boas condições, ajuste a haste extensível dos óculos para uma posição confortável e use-os nas orelhas.

Armazenamento:

Armazene o produto num local seco a 0 - 30 °C.

Mantenha afastado da luz solar.

Explicações para os símbolos:

	Data de validade		Dispositivo descartável, não reutilizar
	Número de lote		Não use se o pacote estiver danificado
	Data de fabrico		Guardar ao abrigo da luz solar
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2016/425		Armazenar em local fresco e seco
	Fabricante		Representante autorizado na União Europeia
	Código produto		

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

EPI CE Cat. II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Organismo Notificado 0196 Alboinstrasse 56, 12103 Berlim, Alemanha

de acordo com o Anexo II do Regulamento (EU)2016/425 - EN

Harmonizada 166: 2001 Diretiva 2001/95/CE