



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**FRANTUMAPILLOLE
PILL PULVERIZER
BROYEUR DE PILULES
TRITURADOR DE PÍLDORAS
TABLETTENZERKLEINERER
ESMAGADOR DE PÍLULAS
KRUSZARKA DO TABLETEK
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

GIMA 25731

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante
Fabricante/Hersteller/ProducentΚατασκευαστής
Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD
6F, No.17 Building, 636 Duantang East Rd, Ningbo, 315012 China
Made in China

REF **PT97644**

M25731-M-Rev.4-11.24


Importato da / Imported by / Importé par
Importado por / Importado por / Importiert von
Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com





PORTUGUÊS

QUEBRA-COMPRIMIDOS

Pulveriza comprimidos de qualquer medida.

- 1) Colocar o comprimido na cavidade transparente.
- 2) Rosquear a parte azul até o fundo.
- 3) Dissolver o medicamento em pó em leite, água...

ATENÇÃO: Não quebrar cápsulas a liberação temporizada, em caso de dúvida consultar o próprio farmacêutico.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.