

Informação sobre o produto


Lâminas de biópsia descartáveis Kai



Lâminas de biópsia descartáveis

- Lâminas de aço inoxidável com pega em polipropileno
- Pega de manuseamento seguro
- Usado para curetagem de tecido, maioritariamente pele
- As lâminas estão esterilizadas e são de uso único
- Áreas clínicas: dermatologia, ginecologia, podologia

BB-01:



Embalagem: Cada lâmina está individualmente selada numa bolsa esterilizada com 20 unidades numa caixa distribuidora e 40 caixas por cada caixote de exportação

Manuseamento seguro

- Armazene quaisquer novos produtos num local seco, limpo e seguro.
- Evite temperaturas altas, humidade elevada, luz solar direta e imersão em água, conservando à temperatura ambiente.
- Não conserve num local com produtos químicos ou com gás.
- Não coloque num local ou perto de um local com quaisquer produtos contendo cloretos para evitar possível enferrujamento
-
- É necessário confirmar o prazo de validade em cada embalagem e caixa (5 anos de período de armazenamento).
- Após confirmar o prazo de validade em cada pacote e a caixa, descarte os produtos cujo prazo já tenha sido ultrapassado.
- Antes de cada utilização, verifique se o produto possui: componentes soltos, tortos, quebrados, rachados, desgastados ou fraturados.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou defeituoso. Ponha de lado o produto se estiver danificado
-
- Reutilização proibida
- Reesterilização proibida
- Não use após a data limite de validade
- Não use se considerar que a condição assética dos produtos está comprometida pela embalagem quebrada.
- Verifique se a embalagem está intacta ou perfurada antes de a abrir.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japan



kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Germany

CE0197

O produto respeita os requisitos da diretiva 93/42CEE