





seca

seca 203



PT Garantia

Para falhas originadas por defeito de material ou de fabrico, o direito à garantia aplica-se por um período de 24 meses a partir da data de compra. A garantia perde a validade no caso de o aparelho ser aberto por pessoas não autorizadas. **Importante:** A garantia só é válida juntamente com a factura de compra.



WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX	205 cm
d	1 mm
⚙	±5 mm

CE Declaração de conformidade
Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

	$\varnothing = 70 \text{ mm}$ $h = 28 \text{ mm}$
	~ 75 g
	0.5 - 0.9: ±0.03 0.9 - 1.2: ±0.04 1.2 - 1.6: ±0.05 1.6 - 2.0: ±0.06
	10 °C - 40 °C

	-25 °C - 65 °C
--	----------------

Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpieza • Czyszczenie • Limpeza

Em caso de necessidade, limpe o aparelho de medição de volume com um produto de limpeza doméstico ou com um desinfetante vulgar. Observe as indicações do fabricante.

Medical Measuring Systems and Scales since 1940

seca gmbh & co. kg
Haberstr. 3/25
22089 Hamburg Germany
Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland seca russia seca america latina
seca france seca mexico seca australia
seca united kingdom seca india seca asia pacific
seca north america seca china
seca schweiz seca middle east
seca shang hai seca brazil