



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTUGUESE

ALMOFADAS VELCRADAS

AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra.

A Erregi sas não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo.

No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art.º 27637: Protetor barreira contra queda com velcro feito de tecido hidrorrepelente composto por 100% de poliéster suporte acrílico\PU ignífugo de classe 1. Relação PE 75%; resina 25%. Acolchoamento em poliuretano expandido.

INDICAÇÕES

Dispositivo utilizado para evitar os impactos acidentais contra as barreiras rígidas da cama e garantir a segurança em sujeitos com dificuldades motoras e de controlo, fornecido em diferentes tipos de tecido e formato.

CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contraindicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

MODO DE LAVAGEM

ART 27637

LAVE NO MÁX. A 40°	NÃO LIXIVIE	NÃO ENGOME	NÃO UTILIZE A MÁQUINA DE SECAR
	UTILIZE QUALQUER DETERGENTE À EXEÇÃO DE PERCLOROETILENO		

ACOLCHOAMENTO:

LAVE COM UM PANO MOLHADO HUMEDECIDO

DESINFEÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade. Evite a exposição direta aos raios solares.

ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

	Código produto		Dispositivo médico
	Número de lote		Fabricante
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 18/12/I (Gima 27637)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY



M27637-Rev 1-02.24