

REF **KDB-504E (GIMA 27704)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

NOME

Grade lateral de cama

Número do modelo: KDB-504E

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

O dispositivo é utilizado como objeto de preensão para evitar que os doentes, idosos e pessoas frágeis escorreguem ao entrar ou ao sair da cama.

Modelo	Especificação	Capacidade de carga	Material	Imagem	Dobrável	Altura ajustável
KDB-504E	Grade lateral de cama	125KG	Ferro		SIM	SIM

Alerta-se os utilizadores que apresentem reações alérgicas a determinadas proteínas do látex que os pés contêm borracha natural

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Para limpar, passe um pano húmido
2. Quaisquer peças adicionais e de substituição devem ser obtidas apenas junto do fabricante.

EMBALAGEM

Sele a grade lateral cama num saco de plástico e coloque-a na caixa.

ARMAZENAMENTO


A grade lateral cama embalada deve ser armazenada num local ventilado e seco, sem gases corrosivos, bem ventilado e limpo. Deve evitar a humidade, a luz forte e manter longe das fontes de calor durante o transporte.

ELIMINAÇÃO

Elimine o produto após a utilização para cumprir a regulamentação local.

Todos os acidentes graves relacionados com o dispositivo médico fornecido por nós devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se situa a sua sede social.

ETIQUETAS, EMBALAGENS DESIGN DE LOGOTIPO:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Dispositivo médico em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745		Dispositivo Médico
	Fabricante		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Data de fabricação		Armazene longe da luz solar
	Número do lote		Não estéril
	Aviso: Leia e siga as instruções (avisos) de uso com atenção		Código do produto
	Leia as instruções de uso		Armazene em local fresco e seco
	Importado por		

TERMOS DE GARANTIA DA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima.