



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SOSTEGNO PER SACCHE URINA
CON COPERTURA RIUTILIZZABILE**

**HANGER HOLDER WITH REUSABLE COVER FOR URINE
BAG**

**CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR
POCHE À URINE**

**GANCHO CON COBERTURA REUTILIZABLE PARA BOLSA
ORINA**

**SUPORTE DE CABIDE COM CAPA REUTILIZÁVEL PARA
SACO DE URINA**

**BÜGELHALTER MIT WIEDERVERWENDBARER
HÜLLE FÜR URINBEUTEL**

**WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ Z POKRYCIEM
WIELOKROTNEGO UŻYTKU**

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**

PORTUGUÊS

Suporte de cabide com capa reutilizável para saco de urina

Instruções de utilização:

- Coloque o saco de urina dentro da capa
- Certifique-se de que a escala impressa no saco de urina aparece através da janela
- Quando utilizar o saco de urina com válvula inferior, insira a válvula de saída através do orifício inferior
- Coloque o suporte nos respetivos orifícios para pendurar o saco de urina



REF 28698

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por /
Eingeführt von / Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Israel

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant n/ Fabricante / Hersteller/ Fabricante /
Producent/ Κατασκευαστής:

Mizra Medical Ltd.

21 Hasadna Street, Industrial Park, Holon, 5881411, Israel

dror@mizramedical.com