

PT - GIMA BRUSH: escova de colheita de amostras para citologia endocervical

A escova consiste em cerdas de nylon envoltas por um metal. Ele é fixado sobre uma haste de plástico. É indicado para colheita de amostras de citologias endocervicais.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente por pessoal qualificado treinado e autorizado para realização do teste de PAP.

Não expor a fontes de calor. Retirar o dispositivo da embalagem imediatamente antes da sua utilização. Antes do uso, examinar visualmente o dispositivo para verificar sua integridade.

FINALIDADE: a ESCOVA GIMA deve ser utilizada para a recolha de células endocervicais do colo uterino.

INDICAÇÕES: também é indicada quando há cervical estenose do canal.

CONTRA-INDICAÇÕES: não é adequado durante a gravidez.

MODO DE USAR: inserir o espécuro na vagina para colocar em evidência o colo uterino, abra o pacote, insira a ESCOVA GIMA lentamente no canal endocervical, fazer uma rotação completa, retirar lentamente, esfregar o material removido no slide.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF

EBR2 S01

CE 0476

STERILE EO



MP 2005 002 rev08 del 07/21