

356 mm

188 mm

168 mm

120 mm
112 mm



SPECULUM CUSCO - A VITE

Speculum vaginale monouso sterile. Gettare dopo l'uso. Non riutilizzare dopo l'uso. Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Sterilità garantita a confezione integra e non lacerata. Sterilizzato con ossido di etilene. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o personale specializzato. Il riutilizzo può comportare gravi infezioni.

Disposable sterile vaginal speculum. After use, speculum must be destroyed. Do not use it a second time again. Store in a dry place, do not expose to direct sunlight or to sources of heat. Contents sterile in unopened or undamaged wrapper. Sterilized by ethylene oxide. The device must be used by doctors or by trained staff only. Re-using can cause serious infections.

Spéculum vaginal stéril à usage unique. Jeter après l'usage. Ne pas réutiliser après l'usage. Tenir en lieu sec. N'exposer pas à la lumière directe du soleil ou à sources de chaleur. Stérilité garantie si le conditionnement est intact et pas déchiré. Stérilisé par oxyde d'éthylène. Le dispositif doit être utilisé seulement par les médecins ou par le personnel spécialisé. Réutilisation peut causer des infections graves.

Espéculo vaginal estéril desechable. No lo re-utilizen más, tras la primera vez. Conservarlo en un sitio seco, no lo expongan a la luz directa del sol o a fuentes de calor. Esterilidad garantizada con envase intacto y no roto. Esterilizado por óxido de etileno. El dispositivo debe ser utilizado solamente por personal médico o especializado. Reuso puede causar infecciones graves.

Speculum vaginal mono-uso estéril. Jogar depois do uso. Não re-utilizar depois do uso. Conservar em lugar enxuto, não expor à luz directa del sol ou a fontes de calor. Esterilidade garantida com a embalagem íntegra e não rasgada. Esterilizado com óxido de etileno. O dispositivo deve ser usado só por médico ou personal especializado. A reutilização pode levar a infecções graves.

Αποστειρωμένο κολληκό μητροσκόπιο μίας χρήσης. Πετάτε το μετά την χρήση του. Μη το ξαναχρησιμοποιήσετε. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος. Να μη εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγές θερμότητας. Εγγυημένη στείρωση σε κλειστή και όχι σχισμένη συσκευασία. Αποστειρωμένο με αιθυλονοξειδίο. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον από γιατρούς ή από ειδικό προσωπικό. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις.

REF

LOT



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in Romania

29976 Giallo-Piccolo Gelb-Kleiner
Yellow-Small Kίτρινο-Μικρός
Jaune-Petit

29977 Rosa-Medio Rosa-Mittlerer
Pink-Medium Ροζ-Μεσαίος
Rose-Moyen

29978 Bianco-Grande Weiss-Grosser
White-Big Λευκό-Μεγάλος
Blanc Grand

Rev.03 - 07/2021



SPECULUM CUSCO - A VITE

Speculum vaginale monouso sterile. Gettare dopo l'uso. Non riutilizzare dopo l'uso. Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Sterilità garantita a confezione integra e non lacerata. Sterilizzato con ossido di etilene. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o personale specializzato. Il riutilizzo può comportare gravi infezioni.

Disposable sterile vaginal speculum. After use, speculum must be destroyed. Do not use it a second time again. Store in a dry place, do not expose to direct sunlight or to sources of heat. Contents sterile in unopened or undamaged wrapper. Sterilized by ethylene oxide. The device must be used by doctors or by trained staff only. Re-using can cause serious infections.

Spéculum vaginal stéril à usage unique. Jeter après l'usage. Ne pas réutiliser après l'usage. Tenir en lieu sec. N'exposer pas à la lumière directe du soleil ou à sources de chaleur. Stérilité garantie si le conditionnement est intact et pas déchiré. Stérilisé par oxyde d'éthylène. Le dispositif doit être utilisé seulement par les médecins ou par le personnel spécialisé. Réutilisation peut causer des infections graves.

Espéculo vaginal estéril desechable. No lo re-utilizen más, tras la primera vez. Conservarlo en un sitio seco, no lo expongan a la luz directa del sol o a fuentes de calor. Esterilidad garantizada con envase intacto y no roto. Esterilizado por óxido de etileno. El dispositivo debe ser utilizado solamente por personal médico o especializado. Reuso puede causar infecciones graves.

Speculum vaginal mono-uso estéril. Jogar depois do uso. Não re-utilizar depois do uso. Conservar em lugar enxuto, não expor à luz directa del sol ou a fontes de calor. Esterilidade garantida com a embalagem íntegra e não rasgada. Esterilizado com óxido de etileno. O dispositivo deve ser usado só por médico ou personal especializado. A reutilização pode levar a infecções graves.

Αποστειρωμένο κολληκό μητροσκόπιο μίας χρήσης. Πετάτε το μετά την χρήση του. Μη το ξαναχρησιμοποιήσετε. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος. Να μη εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγές θερμότητας. Εγγυημένη στείρωση σε κλειστή και όχι σχισμένη συσκευασία. Αποστειρωμένο με αιθυλονοξειδίο. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον από γιατρούς ή από ειδικό προσωπικό. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις.

REF

LOT



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in Romania

29976 Giallo-Piccolo Gelb-Kleiner
Yellow-Small Kίτρινο-Μικρός
Jaune-Petit

29977 Rosa-Medio Rosa-Mittlerer
Pink-Medium Ροζ-Μεσαίος
Rose-Moyen

29978 Bianco-Grande Weiss-Grosser
White-Big Λευκό-Μεγάλος
Blanc Grand

Rev.03 - 07/2021

