

FOOTSWITCH

REF 00305.01

1-2 cut
2-3 coag
4/7 nc

IP 67
WATER PROOF



UDI



LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

cable 5 mt



IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-01b_ML1
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

(PT) DUPLO PEDAL Á PROVA DE ÁGUA (240-380)

O produto é projetado para o controle remoto das unidades eletrônicas compatíveis a través do pedal.

Verifique o status do produto antes de usalo. Desperdiçar os produtos defeituosos.

Este produto é compatível com versões de equipamentos que incluem -lo, consulte as instruções da unidade.

As conexões devem ser realizados por pessoal treinado.

Instalação:

- Insira o conector no conector produto específico da unidade eletrônica, prestando atenção à direcção de inserção (fig. A - parte 1-2).
- para fixar o produto na unidade girar a ponteira (fig. A - parte 3).

Vire a unidade para operação de teste ativando o pedal (fig. A - parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(PT) PISAR = ACTIVACÃO / SIN PISAR = NENHUMA ACTIVACÃO
AMARELO = CORTE / AZUL = COAGULAÇÃO