

**PORTUGUÊS**

Manual de instruções

Thermo Feel é um instrumento cilíndrico cujas extremidades são feitas uma em aço e a outra em plástico. As diferentes propriedades térmicas dos dois materiais, colocados alternadamente em contacto com a pele (ver figuras), permitem perguntar ao sujeito se tem a perceção da variação de temperatura. O Thermo Feel não é um Dispositivo Médico, mas representa um instrumento de apoio indicativo apenas para uma triagem inicial de indivíduos diabéticos potencialmente em risco de neuropatia. Os resultados fornecidos não são úteis para fins de diagnóstico.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

REF 31278



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit
de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza /
Išplatino / Разпространяван от / توزيع

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China