

PT - FILTRO VIRAL E BACTERIANO DESCARTÁVEL: INSTRUÇÕES DE USO

USO PRETENDIDO: Projetado para proteger pacientes contra infecções e contaminações de equipamentos, oferece alto grau de proteção contra bactérias e vírus com níveis de resistência muito baixos para garantir a precisão do resultado diagnóstico. O filtro deve ser aplicado apenas na pele intacta, limpa e saudável.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Os dados de identificação (código, lote e data de produção) constam da etiqueta da caixa.

USO:

- Retire o filtro e verifique se o dispositivo e o material filtrante estão intactos. Caso contrário, descarte-o e continue com outro dispositivo.
- Insira o filtro no sensor do aparelho sem impulso, seguindo sempre as instruções do fabricante do aparelho.
- Aplicar o bocal no lado adequado.
- Nunca reutilize o filtro e o bocal para outros pacientes para evitar contaminação cruzada.
- Este dispositivo não é esterilizável.
- Use somente com assistência de equipe médica.
- Este dispositivo não pode ser utilizado para fins neonatais.

DESCARTE E SEGURANÇA: Após o uso, o produto deve ser descartado em recipientes normais de resíduos sólidos atóxicos ou em recipientes de lixo hospitalar geral.

CONTRAINDICAÇÕES: Com base na experiência e nos resultados de diversas análises, não há efeitos adversos como resultado do uso adequado do produto.

NOTAS: A embalagem em envelope individual termoselado (single-wrap) garante a ausência de bactérias, que é monitorada regularmente de acordo com o sistema de qualidade do fabricante..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750