ADVERTÊNCIAS PARA USO DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE - Para uso profissional na área da saúde

- Dispositivos de diagnóstico in-vitro: tubos de ensaio, frascos para coleta de líquidos biológicos, placas de Petri, cabos para microbiologia, copos para analisadores automáticos. Utilizado para recolha exclusiva de amostras, outras além do sangue, de humanos. Não use o produto para qualquer aplicação que julgue inadequada. Utilize o dispositivo apenas com acessórios adequados.
- Utilize luvas protectoras.
- Não coloque os dispositivos perto de chamas.
- Não utilize o produto para além da sua data de validade ou se a embalagem estiver aberta.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar directa.
- Descarte o produto de acordo a legislação local em vigor, num contentor de resíduos bio-perigosos.
- Antes de usar o produto com certas substâncias, verifique a sua resistência/compatibilidade.
- Produtos estéreis: a esterilidade é garantida até á abertura da embalagem. A esterilização é realizada utilizando raios Beta.
- O dispositivo é de uso único. A sua reutilização implica a perda de capacidades e características.
- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado onde o doente reside.

F.L. Medical s.r.I Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536 Use Warnings IVD FI Medical







