



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ STANDARD SMMS

ROMÂNĂ

Denumire produs Halat de unică folosință standard SMMS

Cod produs FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL

Mărire produs Unitate: cm

COD GIMA	21040	21041	21042	21043
COD PROTECȚIE TOTALĂ	FGNS-SG-SM40-M	FGNS-SG-SM40-L	FGNS-SG-SM40-XL	FGNS-SG-SM40-XXL
Mărimi	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lungime (de la umăr la tiv)	120	120	130	140
Lățime (monostrat)	140	150	150	160
Lungime talie	65	65	65	69
Lungime mânecă	58	59	59	61
Deviere	±2	±2	±2	±2

Model produs Tip halat. M/L/XL/XXL

Structură și compoziție Produs realizat din 40 g de material nețesut SMMS. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare.

Utilizare prevăzută Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în cabinete medicale, secții, cabinete de consultație, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.

Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mușcat. Nu folosiți.

Cum se folosește produsul Deschideți ambalajul și scoateți produsul, scuturați ușor halatul, ridicați părțile laterale ale gulerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și strângeți cordoanele.

Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Avertisment

1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți.
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu alte persoane.
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.




















Termen de valabilitate 3 ani.

Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj

Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

 Cod produs		A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
 Număr de lot		Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
 Producător		Data fabricației		Dispozitiv medical
 Nesteril		Valabil până la data de		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
 Limită de umiditate		Citiți instrucțiunile de utilizare		Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
 Limită de temperatură		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene		Fragil, manevrați cu atenție
 Această parte în sus		Identificatorul unic al dispozitivului		

GIMA 21040
GIMA 21041
GIMA 21042
GIMA 21043



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGNS-SG-SM40-M
FGNS-SG-SM40-L
FGNS-SG-SM40-XL
FGNS-SG-SM40-XXL



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

