



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ STANDARD SMMS

## ROMÂNĂ

**Denumire produs** Halat de unică folosință standard SMMS

**Cod produs** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

**Mărire produs** Unitate: cm

COD GIMA	21046	21047	21048	21049
COD PROTECȚIE TOTALĂ	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Mărimi	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lungime (de la umăr la tiv)	120	120	130	140
Lățime (monostat)	140	150	150	160
Lungime talie	65	65	65	69
Lungime mânecă	58	59	59	61
Deviere	±2	±2	±2	±2

**Model produs** Tip halat. M/L/XL/XXL

**Structură și compoziție** Produs realizat din 50g de material nețesut SMMS. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare.

**Utilizare prevăzută** Aceste articole au fost sterilizate prin metoda OE (oxid de etilenă) și se utilizează drept barieră împotriva pătrunderii lichidelor și microbilor, între pacient și sala de operație, alte instrumente chirurgicale și personalul din sala de operație.

**Contraindicații** Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mucegăit. Nu folosiți.

**Cum se folosește produsul** Deschideți ambalajul și scoateți produsul, scuturați ușor halatul, ridicați părțile laterale ale gulerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și strângeți cordoanele.

**Depozitare** Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

### ⚠️ Avertisment

1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți.
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu alte persoane.
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt deteriorate.

**Observație:** Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

**Termen de valabilitate** 3 ani.

**Data de fabricație** A se vedea data indicată pe ambalaj

**Data expirării** A se vedea data indicată pe ambalaj

### CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

REF	Cod produs	☀️	A se păstra ferit de razele soarelui	☂️	A se păstra într-un loc răcoros și uscat
LOT	Număr de lot	CE	Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745	⚠️	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
🏭	Producător	📅	Data fabricației	MD	Dispozitiv medical
STERILE EO	Sterilizat cu oxid de etilenă	⌚	Valabil până la data de	❌	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
💧	Limită de umiditate	ⓘ	Citiți instrucțiunile de utilizare	❌	Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
🌡️	Limită de temperatură	EC REP	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene	🍷	Fragil, manevrati cu atenție
↑↑	Această parte în sus	UDI	Identificatorul unic al dispozitivului		

GIMA 21046  
GIMA 21047  
GIMA 21048  
GIMA 21049

Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

REF FGS-SG-SM50-M  
FGS-SG-SM50-L  
FGS-SG-SM50-XL  
FGS-SG-SM50-XXL

EC REP ZOUSTECH S.L.  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

