

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل داضم و بابض ل ل مواقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instrucțiuni de utilizare

Model: Tip standard

Rev. A/1 Valabilă din: 2020-4-

Descriere:

Ochelarii de protecție medicală au rolul de a crea o barieră fizică pentru ochi față de împrejurimile imediate. Acest dispozitiv previne contactul utilizatorului cu lichidele sau stropii de lichide. Ochelarii de protecție medicali sunt de unică folosință.

Indicații pentru Utilizare:

protecția membranelor mucoase asociate ochilor împotriva stropilor, pulverizărilor și a împrăscărilor de fluide corporale.

Contraindicații:

Niciuna.

Efecte adverse ale produsului:

Acest produs nu prezintă efecte adverse.

Avertisment:

1. Nu utilizați în cazul în care componentele prezintă semne de deteriorare.
2. Nu expuneți componentele la temperaturi mai mari decât cele indicate pe eticheta ambalajului.
3. Aruncați produsul ca deșeu biopericulos conform protocolului instituțional.

Folosire:

Scoateți ochelarii din punga de ambalaj, asigurați-vă că ochelarii sunt în stare bună, reglați marginile telescopice ale ochelarilor într-o poziție confortabilă și puneți-le după urechi

Depozitare:

Depozitați produsul într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 0-30 °C.

A se păstra departe de lumina soarelui.1.

Semnificația simbolurilor:

	Valabil până la data de		Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	Număr de lot		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Data fabricației		A se păstra ferit de razele soarelui
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2016/425		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Producător		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Cod produs		

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

CE PPE Cat.II eliberat de către:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Organism notificat 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germania conform Anexei II a Regulamentului (UE) 2016/425 - Armonizat EN 166: 2001 Directiva 2001/95/CE