



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TUBI SILICONE
SILICONE TUBE
TUYAU EN SILICONE
TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
ΣΩΜΑΤΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ
RURY SILIKONOWE
FURTUNURILE DE SILICON
SILIKÓNOVÉ HADICE
SILIKONSKE CIJEVI
SILIKONA CAURULES
SILIKONIPUTKET

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvodaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

Par nopietnu negadījum, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinnällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Spain



Tuburile de silicon pentru uz medical extern sunt destinate a fi utilizate pentru colectarea substanțelor care nu sunt destinate reinfuzării în organism. Utilizarea sa tipică este conducerea lichidelor sau gazelor, dar numai și exclusiv pentru uz EXTERN.

Specificații tehnice

Materie primă: HCR ,
 Culoare: transparent
 Duritate: 60° ±5% Shore
 Densitate: 1,17 g/ccm
 Extensie: 490/530%
 Rezistență la tracțiune: 34-35 N/mm

- Pe lângă specificații, verificați compatibilitatea cu fluidele utilizate și posibila deteriorare în timp.
- Asigurați-vă că tăierea furtunului nu generează părți ascuțite sau muchii care pot provoca răni.
- Verificați etanșeitatea furtunului
- Dimensiunile furtunului (diametrul interior, diametrul exterior și lungimea) trebuie să fie compatibile cu racordurile și/sau cu orificiul în care urmează să fie introdus furtunul.



- Nu folosiți în mod necorespunzător
- Nu aruncați într-un mod necorespunzător care poate crea pericol
- Nu înodați pentru a închide un capăt
- Produsul este comercializat NESTERIL.

	A se păstra într-un loc răcoros și uscat	REF	Cod produs
	A se păstra ferit de razele soarelui	LOT	Număr de lot
	Citiți instrucțiunile de utilizare	CE	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745
	Producător		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
MD	Dispozitiv medical		Data fabricației
	Nu reutilizați	UDI	Identificator unic de dispozitiv

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.