

REF

KDB-504E (GIMA 27704)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră.

ETICHETE, AMBALAJE DESIGN LOGO:

Simbol	Sens	Simbol	Sens
	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745		Dispozitiv medical
	Manufacturer		Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Data fabricatiei		A se păstra departe de lumina soarelui
	Numărul lotului		Nesteril
	Avertisment: Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare		Cod produs
	Citiți instrucțiunile de utilizare		A se pastra într-un loc racoros si uscat
	Importat de		

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.

ROMÂNĂ

NUME
Bară de protecție pat
Numărul modelului: KDB-504E

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:
Dispozitivul este folosit ca obiect de prindere pentru a preveni alunecarea pacientului, a persoanelor vârstnice și celor bolnave atunci când se urcă sau se ridică din pat.

Model	Specificații	Portantă	Material	Imagine	Pliabil	Înălțime reglabilă
KDB-504E	Bară de protecție pat	125KG	Fier		YES	YES

Se avertizează utilizatorii care au reacții alergice la anumite proteine din latex că picioarele conțin cauciuc natural

- ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE
- Pentru curățarea produsului, ștergeți cu o cârpă umedă;
 - Orice piese suplimentare și de schimb trebuie obținute numai de la producător.

AMBALAJ
Înveliți bara de protecție a patului într-o pungă din plastic, apoi puneți-o în cutie.

DEPOZITARE
Bara de protecție ambalată a patului trebuie depozitată într-un loc ventilat și uscat, fără gaze corozive și într-o cameră bine ventilată și curată. Evitați expunerea produsului la lumină puternică și la umiditate și țineți-l departe de sursele de căldură în timpul transportului.

ELIMINARE
Vă rugăm să aruncați produsul după utilizare pentru a respecta reglementările locale.