



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK


GIMA 29544

REF B01

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Utilizare prevăzută:

- Acest produs se utilizează pentru a fixa traductorul fetal, prin reglarea poziției cataramei pe centură.

Prezentare produs:

- Nume produs: Cureau abdominală pentru monitorizare fetală, de unică folosință.
- Alcătuire produs: Este realizat dintr-o curea elastică și o cataramă.

Interval produs:

- Se utilizează cu traductorul fetal în timpul monitorizării fetale la femeile gravide, pentru a fixa traductorul fetal.

Condiții de utilizare:

- Temperatură: 0°C ~ 40°C
- Umiditate relativă: 15% ~ 95%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Ambalare și depozitare:

- Cureaua abdominală de unică folosință pentru monitorizare fetală este ambalată individual. Produsul ambalat trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, fără gaze corozive.

Condiții mediu de depozitare:

- Temperatură: -10°C ~ +40°C
- Umiditate relativă: ≤80%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Instalare/utilizare:

- Prindeți un capăt al curelei pe traductor, introducând butonul din partea de sus a traductorului într-una din găurile de pe curea.
- Menținând traductorul pe poziție, tensionați celălalt capăt al curelei și cuplați cureaua pe buton, asigurând un grad suficient de tensionare pentru a menține traductorul nemișcat, în contact cu

abdomenul.

- Evitați o strângere excesivă, care ar cauza un disconfort inutil pacientului.

Curățare produs:

- Spălați cureaua în apă caldă. Nu frecați marginea curelei pentru a evita desprinderea și nu o expuneți la radiații și la raze directe ale soarelui.

Perioadă de valabilitate:

- Perioadă de valabilitate: 2 ani.

Înlocuire și dezafectare:

- Înlocuire: În caz de fisurare, deteriorare a țesăturii elastice, depășire a termenului de valabilitate, schimbați cureaua de monitorizare fetală cu una nouă.
- Dezafectare: Curelele dezafectate pot fi aruncate la un loc cu deșeurile normale.

Contraindicații, precauții, avertismente și atenționări:

- Contraindicații: Nu fixați curelele pe o zonă lezionată.
- Întrerupeți utilizarea în caz de alergii la spandex.
- Atenționări: Pentru a evita contaminarea încrucișată, acest produs este un produs de unică folosință. Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

