

**ROMÂNĂ**

Manual de instrucțiuni

Thermo feel este un instrument cilindric a cărui margini sunt realizate la un capăt din oțel și la celălalt din plastic. Proprietățile termice diferite ale celor două materiale, amplasate alternativ în contact cu pielea (a se vedea figurile), permit medicului să întrebe pacientul dacă percepe variația de temperatură.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B de 12 luni de la Gima



Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante
Hersteller/Producent/Κατασκευαστής/Gyártó/Gamintojas
Producător/Proizvajalec/производитель/الشركة المصنعة

SAMSON INNOVATION CORPORATION LTD

ROOM F, 8TH FLOOR, HOP HING INDUSTRIAL BUILDING, NO.704
CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG
manager@hksic.com

REF TF001D

Importato da/Imported from/Importé de/Importado de/Importado
de Importiert von/Importowane z/Εισαγωγή από/Importált innen
Importuota iš/Importat din/Uvoženo iz/Вносот/مستورد من

Solution Group S.r.l.

Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it
Made in China

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuido por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de
/ Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino /
Разпространяван от / توزيع

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima 31278