



**HARTIE PENTRU  
INREGISTRARI MEDICALE -  
INSTRUCTIUNI**

**Aplicatii:** hartia pentru inregistrari medicale este utilizata pentru inregistrarea traseelor parametrilor fiziologici monitorizati de echipamentele medicale in timpul efectuarii unei investigatii medicale.

Utilizarea este permisa numai operatorilor medicali si paramedicali autorizati avand competente in folosirea echipamentelor medicale de inregistrare.

De identificare a produsului: codul dispozitivului, LOTul de productie si marca sunt prezente pe eticheta de identificare lipita pe ambalajul exterior.

**Utilizare si instalare:**

- ✓ Inaintea utilizarii acestui produs este necesar sa se verifice daca dimensiunea si caroiul hartiei (daca este cazul) sunt conforme cu specificatiile aparatului.
- ✓ Evitati folosirea unui obiect taios atunci cand deschideti ambalajul.
- ✓ Inaintea utilizarii produsului este intotdeauna necesar sa consultati instructiunile aparatului medical.

✓ Преди употребата на това медицинско изделие е нужно запознаете детайлно с упътването за работа на in locul special amenajat din interiorul aparatului medical медицинският апарат pentru a nu fi obstructionat fluxul hartiei. Nu fortati niciodata ✓ Хартията (ролка или тесте) трябва да се поставят introducerea hartiei in aparat!!!

правилно в мястото за хартия в медицинският апарат, за да не възпрепятства плъзгането (съответно движението) на indicatii, are o scala de ordinul mm si o precizie de  $\pm 1\%$ . хартията. Никого не използвайте сила за поставяне на хартията в апарата!!! **Conditii de depozitare:**

✓ Разграфената мрежа, ако има такава или липсват каквито

✓ inainte de utilizare , depozitati hartia intr-un spatiu uscat si aerisit..

Expuneri indelungate la umiditate si la alte temperaturi decat cele indicate pe eticheta pot conduce la deteriorari ale hartiei.

Evitati expunerea la lumina directa a soarelui si la lumini puternice (UV).

✓ Dupa inregistrare:

pentru a asigura o conservare indelungata a inregistrarilor Depozitati hartia intr-un loc aerisit si uscat.

Evitati expunerea la lumina directa a soarelui si la lumini puternice (UV).

Evitati contactul cu lichide si solventi cum ar fi alcool, cetone, etc.

Evitati contactul cu alte tipuri de hartie termica sau chimica. Nu introduceti hartia in invelitori fabricate din PVC , folositi invelitori corespunzatoare.

**Conditii de scoatere din uz**

Utilizarea, depozitarea si scoaterea din uz a hartiei nu conduce la poluarea mediului.

Scoaterea din uz se poate realiza prin plasarea in locurile special amenajate pentru reciclare.

Caracterul inflamabil al acestui produs este similar cu cel al unei hartii obisnuite. Pentru a stinge eventualele incendii accidentale in care este implicat acest produs se poate utiliza apa sau un extingtor normal.

**Contraindicatii:** Pe baza experientelor anterioare si a rezultatelor unor analize, s-a constatat faptul ca o folosire corecta a produsului nu poate cauza efecte adverse.

