


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعادن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(0)108023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com - Made in China

GIMA

www.gimaitaly.com




8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PÄTURÄ IZOTERMÄ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

RO - APLICAȚII Proprietățile reflectorizante ale materialului permit protejarea corpului de razele soarelui și evitarea răspândirii căldurii din corp. Se recomandă utilizarea în caz de **ACCIDENTE, VÂNT, PLOAIE, LOCURI ÎNSORITE.** **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE** Întindeți pătura peste corp, fără a o strânge. Partea aurie externă pentru a reține căldura; partea argintie externă pentru a reflecta razele soarelui.

 **ATENȚIONĂRI** - Produsele umede sau cu mușgai nu se vor folosi. - Numai pentru o singură utilizare, reutilizarea nu este permisă. - Nu depozitați la temperaturi extreme. - Aruncați în siguranță după utilizare pentru a evita riscul de infecție. - Raportați orice incident grav în legătură cu dispozitivul producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul. **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT** - Aparatul va fi depozitat la o umiditate relativă mai mică de 80%, mediul de depozitare va fi păstrat cu gaze necorozive, uscat, evitând lumina soarelui, în condiții bine ventilate și curat. - Dispozitivul trebuie îngrijit în timpul transportului și manipulării.