

**RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA
DISPOZITIV PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO CE – Pentru uz sanitar profesional**

- Dispozitive pentru diagnostic in vitro: eprubete, recipiente pentru colectarea lichidelor biologice, vase Petri, anse de microbiologie, cupe de probe pentru autoanalizor. A se utiliza numai pentru recoltarea de mostre de origine umană, în afară de sânge. Nu utilizați produsul pentru nicio altă utilizare care ar fi considerată necorespunzătoare. Utilizați dispozitivul numai cu accesorii adecvate.
- Folosiți mănuși de protecție.
- Nu așezați dispozitivul lângă flacără deschisă.
- Nu utilizați produsul dacă este expirat, deteriorat sau dacă ambalajul este deschis.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra într-un loc uscat, ferit de surse de căldură și lumina directă a soarelui.
- Eliminați produsul în conformitate cu legislația în vigoare, într-un recipient pentru deșeuri biologice periculoase.
- Înainte de a utiliza produsul cu substanțe anume, verificați tabelele de rezistență/compatibilitate a materialelor.
- **Produs steril: sterilitatea este garantată până la deschiderea ambalajului. Sterilizarea se face cu radiații beta.**
- Dispozitivul este de unică folosință. Reutilizarea dispozitivului va duce la pierderea tuturor performanțelor și funcțiilor.
- Orice incident grav care se produce în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul în care are domiciliul pacientul.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022