

EPRUBETE PENTRU CENTRIFUGĂ

DISPOZITIV PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO CE
Pentru uz sanitar profesional

Tipul probei: eşantion de sânge, ser sau urină

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- 1) Verificați informațiile despre produs și integritatea ambalajului.
- 2) Scrieți pe etichetă informațiile adecvate (numele pacientului, analiza, proba etc.).
- 3) Deschideți eprubeta pentru centrifugă.
- 4) Folosind instrumentul adecvat, puneți proba în tub pentru diluare, depozitare, centrifugare, cultură bacteriană sau altă aplicație.
- 5) Închideți bine eprubeta pentru centrifugă folosind capacul acesteia, pentru a evita orice scurgere în timpul centrifugării.

RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA

- Dispozitiv destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății;
- Folosiți mănuși de protecție.
- Nu așezați dispozitivul lângă flacără deschisă.
- Nu utilizați produsul dacă este expirat, deteriorat sau dacă ambalajul este deschis.
- Nu modificați utilizarea prevăzută; orice altă utilizare este considerată inadecvată.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Utilizați dispozitivul numai cu accesorii adecvate.
- A se depozita într-un loc uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Eliminați acest produs în conformitate cu reglementările locale, într-un recipient pentru deșeuri biologice periculoase.
- Dispozitivul este de unică folosință. Reutilizarea dispozitivului va duce la pierderea tuturor performanțelor și caracteristicilor.
- Orice incident grav care se produce în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul în care are domiciliul pacientul.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

