

MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE
TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE
MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL

TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO
MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO

TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DWUWARSTWOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II
MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI

قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
Distribuido por / Distribuído por / Distribuēras av / Διανέμεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



REF 20756 / BP2020V3TN S

MYCROCLEAR ITALIA SRL
Via Carlo Porta, 14
20064 Gorgonzola - Italy
Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



8 023279 207569



000001



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo
Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

ARABIC

1 - وصف المنتج والاستخدام المقصود

إن القناع قابل للغسيل، ومصنوع بـ 99٪ بوليستر و 1٪ ألياف كربون، ومصمم لحماية الأنف والفم والبضاعة المنتجة وفقاً للمادة.

2 - التصنيف

صنفت أقنعة سلسلة BP2020V3TN على أنها من النوع الثاني، وفقاً للمعيار UNI EN 14683:2019.

3 - المميزات

الجهاز، المكون من 99٪ بوليستر و 1٪ من ألياف الكربون وطبقة خارجية مقاومة للماء، قابل للغسيل في الغسالة حتى 60 درجة مئوية (القماش يقاوم حتى 150 درجة مئوية)، وهو غير معقم

قيم PFE: ترشيح الجسيمات (%) 0.3 ميكرومتر و **0.5** ميكرومتر **95٪** القماش الناتج غير سام، طيباً للاختبارات التي أجريت على الخلايا الليفية، ووفقاً للمعيار 5-10993-1 UNI EN ISO.

ترشيح BFE

BFE = 99.8٪ (من الاختبارات العملية التي أجريت وفقاً للمعيار UNI EN 14683:2019)

الحمولة البيولوجية

UFC <30 UFC (من الاختبارات العملية التي تم إجراؤها وفقاً للمعيار 14683:2019 UNI EN) **نفاذية الهواء (بسم 2/بسم 3 ثنائية)**

ASTM E96 (يعرف أيضاً باسم 11092 - ISO أو اختبار Ret أو Hohenstein)

النتيجة التي تم الحصول عليها من أقنعة سلسلة BP2020 هي 7.5، وبالتالي فهي جيدة التهوية أو كثيرة التهوية

4 - تعليمات الاستخدام والتحذيرات

تعالج مع القناع بيديك نظيفة ومعقمة، وتأكد من أن القناع يلتصق جيداً بالوجه، وفي الموضع الصحيح، أي أن يكون أصغر جزء باتجاه الأنف، والجزء الأكبر على الفم والذقن.

لا يتم بتعديل القناع؛ ولا تقطع المواد المرنة؛ ارتده وفقاً للقانون (كما هو موضح في الشكل)

ولا سيفقد القناع وظيفته الوقائية.


5 - الغسيل

باليد أو في الغسالة، بالمنظف، حتى 60 درجة مئوية. لا تستخدم مواد التبييض

مع مراعاة تعليمات الاستخدام والصيانة، يحافظ المنتج على نفس الخصائص الفيزيائية والتقنية حتى 100 غسلة تقريباً.

6 - التخلص من المنتج

يجب التخلص من القناع باعتباره نفايات صلبة محلية (ما لم يكن ملوثاً، وفي هذه الحالة، يجب التخلص منه باعتباره "نفايات خاصة"). يتم التخلص من الغلاف الخارجي كبلاستيك.

	كود المنتج		رقم النسخة
	الشركة المصنعة		تاريخ التصنيع
	ليس معقم		اقرأ بدة وحرص تعليمات الاستخدام
	جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE		