



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

50g/m²

ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة

[رمز المنتج]

FGS-SG-SM50-M, FGS-SG-SM50-L
FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

وحدة [مقاس المنتج]: سم

رمز GIMA	رمز المنتج	المقاسات	الطول (من نقطة الكتف إلى الحواف)	العرض (أحادي الطبقة)	الحزام طول	طول الكم	الانحراف
21046	FGS-SG-SM50-M	120x140 (M)	120	140	65	58	±2
21047	FGS-SG-SM50-L	120x150 (L)	120	150	65	59	±2
21048	FGS-SG-SM50-XL	130x150 (XL)	130	150	65	59	±2
21049	FGS-SG-SM50-XXL	140x160 (XXL)	140	160	69	61	±2

[موديل المنتج] نوع الثوب: M/L/XL/XXL

الذراعين للأمام، واربط الأحزمة.

[الهيكل والتكوين] المنتج يستخدم قماش 50جم SMMS غير منسوج. يتألف من المقدمة والمؤخرة والأكمام وربطة عنق وياقة. تتم العملية التكنولوجية عن طريق القص، اللحام بالموجات فوق الصوتية، الأربطة، الفيلكرو، السوار، الطي، اللحام.

[التخزين] يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80%، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

[تحذير]

1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، ولا تشارك منتجك مع آخر.

3. يُمنع الاستخدام عند تلف العبوة أو المنتجات.

[تنويه] يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجزء إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

[الصلاحية] 3 سنوات

[تاريخ الإنتاج] انظر التاريخ المدون على العبوة

[تاريخ انتهاء الصلاحية] انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيمما GIMA

يطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

يُحفظ في مكان بارد وجاف		يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		كود المنتج	REF
الحرص: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		2017/745 (UE) جهاز طبي يتوافق مع التوجيه		رقم الدفعة	LOT
الجهاز الطبي		تاريخ التصنيع		الشركة المصنعة	
لا تستخدم في حالة تلف الحزمة		تاريخ انتهاء الصلاحية		معقم بأكسيد الإيثيلين	STERILE EO
أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		حد نسبة الرطوبة	
هشة، والتعامل معها بحذر		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		حد درجة الحرارة	
		معرف فريد للجهاز		هذا الجانب	

GIMA 21046

GIMA 21047

GIMA 21048

GIMA 21049



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic
Development Zone, Xianning City, Hubei
Province, China
Made in China

REF

FGS-SG-SM50-M

FGS-SG-SM50-L

FGS-SG-SM50-XL

FGS-SG-SM50-XXL

EE REF

ZOUSTECH S.L.

Pso. Castellana, 141 - Planta 19,

28046 - Madrid, Spain

منتورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

