

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ي ب ر ع

تعليمات الاستخدام

الطراز: النوع العادي

مراجعة - A/1Effective: 2020-4

الوصف:

تهدف النظارات الطبية العازلة إلى إنشاء حاجز مادي لعزل العينين عن المنطقة المحيطة بهما مباشرةً. يمنع هذا الجهاز السوائل أو الرذاذ المتطاير من أن يتلامس مع المستخدم. النظارات الطبية العازلة مخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

إرشادات الاستخدام:

حماية الأغشية المخاطية المرتبطة بالعينين من الرشات والرذاذ وتناثر الأجسام السائلة.

موانع الاستعمال:

لا شيء.

الآثار الجانبية للمنتج:

لا يسبب هذا المنتج أية آثار جانبية.

تحذير:

1. لا تستخدم المنتج إذا ظهرت أية علامات تلف على مكوناته.
2. لا تُعرض المكونات لدرجة حرارة أعلى من المذكورة على ملصق العبوة.
3. تخلص من المنتج كنفائيات خطرة بيولوجيًا وفقًا لبروتوكول مؤسسي.







التشغيل:

أخرج النظارات من كيس التغليف، تأكد من أن النظارات في حالة جيدة، اضبط الذراع التلسكوبية للنظارة في وضع مريح واردها على الأذن.

التخزين:

قم بتخزين المنتج في مكان جاف في درجة حرارة 0-30°C. يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس. 1.

تفسيرات الرموز:

	يُستخدم قبل		لا يُعاد استخدامه
	كود التشغيل		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	تاريخ التصنيع		يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس
	جهاز طبي متوافق مع لائحة (الاتحاد الأوروبي) 425/2016		يحفظ في مكان بارد وجاف
	الشركة المصنعة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي
	كود المنتج		

علامة الاتحاد الأوروبي لأدوات الحماية الشخصية من الفئة الثانية صادرة من:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany 0196

الهيئة المُخَطَّرة وفقاً للملحق الثاني من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 - المعيار المنسق EN 166: 2001

التوجيه EC/2001/95

GIMA شروط ضمان جيمما

لمدة 12 شهر GIMA القياسي جيمما B2B يُطبق ضمان