

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



تعليمات الاستخدام

الطراز: النوع العادي

مراجعة -A/1Effective: 2020-4

الوصف:

تهدف النظارات الطبية العازلة إلى إنشاء حاجز مادي لعزل العينين عن المنطقة المحيطة بهما مباشرةً. يمنع هذا الجهاز السوائل أو الرذاذ المتطاير من أن يتلامس مع المستخدم. النظارات الطبية العازلة مخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

إرشادات الاستخدام:

حماية الأغشية المخاطية المرتبطة بالعينين من الرشات والرذاذ وتناثر الأجسام السائلة.

موانع الاستعمال:

لا شيء.

الآثار الجانبية للمنتج:

لا يسبب هذا المنتج أية آثار جانبية.

تحذير:

1. لا تستخدم المنتج إذا ظهرت أية علامات تلف على مكوناته.
2. لا تُعرض المكونات لدرجة حرارة أعلى من المذكورة على ملصق العبوة.
3. تخلص من المنتج كنفايات خطرة بيولوجيًا وفقًا لبروتوكول مؤسسي.







التشغيل:

أخرج النظارات الواقية من كيس التغليف، وتأكد من أن النظارات في حالة جيدة، وقم بتمزيق الفيلم الواقي؛ ستقوم النظارات بتثبيت الشريط المطاطي خلف الرأس، وضبط جهاز التثبيت الناعم ليتناسب بشكل وثيق مع الوجه.

التخزين:

- قم بتخزين المنتج في مكان جاف في درجة حرارة 0-30°C.
يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس.

تفسيرات الرموز:

	يُستخدم قبل		لا يُعاد استخدامه
	كود التشغيل		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	تاريخ التصنيع		يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس
	جهاز طبي متوافق مع لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425		يحفظ في مكان بارد وجاف
	الشركة المصنعة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي
	كود المنتج		

علامة الاتحاد الأوروبي لأدوات الحماية الشخصية من الفئة الثانية صادرة من:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany 0196

وفقاً للملحق الثاني من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 - المعيار المنسق EN 166: 2001

التوجيه EC/2001/95

GIMA شروط ضمان جيمما

لمدة 12 شهر GIMA القياسي جيمما B2B يُطبق ضمان