



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

ARABIC

يجب تعقيم هذا المنتج قبل البدء في استخدامه.

هذا المنتج قابل للتعقيم بالأوتوكلاف حتى درجة حرارة حددها الأقصى 137 درجة مئوية؛ ولكن يُنصح قبل البدء في عملية التعقيم بغسله في غسالة الأطباق وفقاً لقواعد الأيزو ISO 15883. ضع المنتج النظيف والغارغ بالطريقة التي تمنع حدوث أية انسدادات تعيق حركة دوران الماء والبخار سواء أثناء عملية الغسيل أو عملية التعقيم. تحاشي إجراء عملية التعقيم على الجاف أو استخدام مذيبيات أو مواد كاشطة عند إجراء عملية التنظيف مع الإقتصار فقط على المنتجات المتوافقة مع البولي بروبيلين. لا تحفظ المنتج في درجات حرارة أقل من 4 درجات مئوية. العمر الافتراضي للمنتج حوالي 36 شهر.

عقب انتهاء العمر الافتراضي للمنتج يجب الالتزام بالقواعد والتشريعات المنظمة لكيفية التخلص من هذه المنتجات. لا تُلْقَ به في البيئة المحيطة!



REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

