



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA PER NEONATI

BABY SCALE

PÈSE-BÉBÉ

BÁSCULA PARA BEBÉS

BALANÇA DE BEBÉ

BABYWAAGE

لفظلا نازيم

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung -
مادختسالا لي ليد

Modello/Model: RGZ-20A (GIMA 27302)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / غناصلا

Wuxi Weigher Factory (Limited Company)

Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu

POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato e distribuito da / Imported and distributed by / Importé et distribué par / Importado y distribuido por
Importado e distribuido por / Importiert und vertrieben von / مت ليق نم اهعيزوتو اهداريتسا /

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الميزان

■ المواصفات

النوع	RGZ-20A-YE
الحد الأقصى	20 كجم/44 رطل
التقسيم	50 جم (0~10 كجم)/2 أونصة (0~22 رطل) 100 جم (10~20 كجم)/4 أونصة (22~44 رطل)
أبعاد اللوحة	545X270 (LXW)
الأبعاد الإجمالية	545X370X150 (LXW XH)
الوزن الصافي	3.1 كجم

الوصفات

لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه. ارجع إلى بائع التجزئة الذي اشتريته منه.

تجنب الإصلاحات المؤقتة. لا يجب تنفيذ عمليات الإصلاح إلا بقطع حيار أصلية،

والتي يجب تركيبها وفقاً للاستخدام المقصود.

نظراً لأن المنتج مصنوع من مواد مقاومة للتآكل ومناسبة للظروف البيئية المتوقعة لاستخدامه العادي، فإنه لا يتطلب عناية خاصة، ومع ذلك فإنه من الضروري تخزينه في مكان مغلق مع التأكد من حمايته من الأتربة والأوساخ لضمان ظروف النظافة الصحية الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، نوصي بتخزين المنتج في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل طاقم العمل في حالة الضرورة.

فك التغليف

يجب إزالتها بوسائل مناسبة ولا يجوز تركها في متناول يد الأشخاص غير المسؤولين؛ يسري نفس الأمر على الأدوات المستخدمة في إزالة مواد التعبئة (المقص، السكين، الخ). يجب إزالتها بوسائل مناسبة ولا يجوز تركها في متناول يد الأشخاص غير المسؤولين؛ يسري نفس الأمر على الأدوات المستخدمة في إزالة مواد التعبئة (المقص، السكين، الخ). بعد فتح الحزم، أولاً وقيل كل شيء، من الضروري التحقق من جميع مكونات وقطع حيار المنتج. تحقق من وجود كل المكونات وأنها في حالة جيدة.

التركيب

بعد فك تغليف الميزان، قم بتجميع الدرج عن طريق تثبيت مسامير الربط بواسطة مفك. لا حاجة لمعايرة الميزان. يجب

وضعه على سطح مستوي (طاولة أو أرضية) لتشغيله بطريقة صحيحة.

التشغيل

قبل وزن الطفل، تأكد من موضع الإبرة، إذا لم تكن الإبرة على الصفر، انقلها إلى الصفر عن طريق تدوير مقبض الضبط. بعد ضبط الميزان، اضغط على الدرج قليلاً نحو الأسفل عدة مرات (ضغط بمقدار 1-2 كجم). بعد الضغط، إذا عادت الإبرة إلى الصفر، يكون الميزان جاهزاً للاستخدام. إذا تمكن الطفل من الوقوف، يجوز استخدام الميزان بدون الدرج. في هذه الحالة، دع الطفل يقف مباشرةً على قاعدة الميزان.

عدد إزالة الدرج، اضبط الميزان مجدداً. يجب ضبط الإبرة على الصفر!

الصيانة

لا يتطلب المنتج أية صيانة خاصة. يعتمد العمر الفني للميزان على استخدامه. إنه مقاوم لمعظم المنتجات الكيميائية باستثناء كبريتات ميثيل الإيثيل والمواد المخففة ومزيلات الطمع.

تطوّرنا هذا الميزان ليكون جاهزاً للاستخدام فوراً. يرجى قراءة دليل المستخدم قبل الاستخدام. يرجى الاتصال بخدمات العملاء إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات. يرجى الاتصال بخدمات العملاء إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.