



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



المواصفات

مقياس الطول الحائطي التثبيت GIMA (كود 27335) هو أداة تُستخدم لقياس طول الأشخاص بالسنتيمتر.

يتم تثبيت مقياس الطول على الحائط ويمكنه قياس حتى حد أقصى 2 متر طول، كما يوفر عملية قياس سريعة لطول الجسم ولا يشغل حيزًا مكانيًا كبيرًا.

المتطلبات

⚠ لا يتم بشد مؤشر القياس فجأة، فقد يتضرر شريط القياس المتدرج.

هذا الجهاز مخصص ليتم استخدامه فقط وحصرًا من قِبَل طاقم صل طبي مؤهل.

⚡ لا تستخدم الجهاز في حالة اكتشاف أضرار به. توجه إلى الموزع.

تجنب أية عملية إصلاح مؤقتة. ينبغي عدم تنفيذ عمليات الإصلاح إلا بقطع الغيار الأصلية التي يجب تركيبها وفقًا للاستخدام المنصوص عليه.

المنتج مصنوع من مواد مقاومة للتآكل والظروف البيئية المتوقعة نتيجة الاستخدام العادي، وبالتالي لا يتطلب عملية خاصة؛ ومع ذلك، يجب حفظه في بيئة مغلقة، مع تجنبه التعرض للضوء والعوامل الجوية، مع العناية بحمايته من الغبار من أجل التمكن من ضمان شروط النظافة الصحية له. يوصى أيضًا بالاحتفاظ بالمنتج في مكان يسهل على المشغلين الوصول إليه عند الحاجة.

التفريغ

⚠ نذكرك أن مواد التعبئة (الورق، السيلوفان، المواد المعدنية، الشريط اللاصق، إلخ) يمكن أن تجرح و / أو تؤذي إذا لم يتم التعامل معها بحذر. يجب إزالة مواد التنظيف بأدوات مناسبة كما ينبغي إبعادها عن متناول الأشخاص غير المسؤولين عن تصرفاتهم؛ نفس الأمر يجب اتباعه مع الأدوات المستخدمة لإزالة مواد التنظيف (مقصات، سكاكين وما إلى ذلك).

بمجرد فتح العبوة، فإن أول عملية يجب القيام بها تتمثل في فحص علم للقطع والأجزاء التي يتكون منها المنتج؛ تؤكد من وجود جميع المكونات اللازمة ومن حالتها المثالية.

التركيب

لتركيب مقياس الطول الحائطي التثبيت يجب وضع مؤشر القياس بالضغط على ارتفاع 2 متر بشكل متسلطح مع قاعدة السند والتدعيم، كما يجب تثبيت الصفحة بمراسي التثبيت المعدة خصيصًا لذلك مع المحافظة على تماسك واستواء المنتج. عند هذه النقطة يصبح مقياس الطول الحائطي التثبيت جاهزًا للاستعمال.

التشغيل

يُكفي لقياس طول الأشخاص الإمساك بمؤشر القياس ثم شده نحو الأسفل حتى يتم سنده على رأس الشخص المراد قياس طول، ثم في النهاية قراءة القياس المقابل للشريط الأمر الموجود في النافذة المعدة خصيصًا لذلك.

الصيانة

هذا المنتج مصمم ليستمر طويلًا. ننص بتنظيف المنتج بمنظف مخفف.

⚠ لضمان مستوى أفضل من النظافة الصحية نوصي بتنظيف مؤشر القياس بمنتج تنظيف وتطهير في كل مرة يتم فيها استخدام المنتج.

شروط ضمان جيمبا GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمبا GIMA لمدة 12 شهر.

رقم الدفعة	LOT	كود المنتج	REF
يحفظ في مكان بارد وجاف		يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس	
الشركة المصنعة		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	
جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE		الحدز: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	