

**THERMO FEEL**



**ARABIC**


Thermo feel عبارة عن جهاز ذو الشكل الاسطواناني الذي أحد أطرافه مصنوع من الفولاذ والطرف الاخر مصنوع من البلاستيك.  
الميزة الحرارية المختلفة للمادتين، بمسها بالتالي للبشرة (أنظر إلى الصورة).  
تمكن الطبيب من سؤال المريض فيما إذا كان يشعر بتغيير درجة الحرارة.

قراءة الارشادات الخاصة في الاستعمال 

مجموعة 

Ce فئة 1 

الرقم الاشاري 

الحفظ بعيدا عن أشعة الشمس 

الحفظ في مكان جاف 

الصانع 