


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعادن

REF 34085

LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China



www.gimaitaly.com



8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PĂTURĂ IZOTERMĂ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

SA. التطبيقات: تسمح خصائص الانعكاس الخاصة بالمادة بحماية الجسم من أشعة الشمس وتجنب تشتت حرارة الجسم. يُنصح باستخدامها في حالة الحوادث، وهبوب الرياح وهطول المطر والأماكن المشمسة

تعليمات بشأن الاستخدام: افرد البطانية على الجسم بدون شدّها. جانب ذهبي خارجي من أجل احتجاز الحرارة؛ جانب فضي خارجي من أجل عكس أشعة الشمس

⚠ تنبيهات

- لا يجوز استخدام المنتجات الرطبة أو العف
- للاستخدام الفردي فقط ، لا يسمح بإعادة الاستخدام
- لا تخزن في درجات حرارة عالية
- تخلص منه بأمان بعد الاستعمال لتفادي مخاطر الإصابة بالعدوى
- قم بالإبلاغ عن أي حادث خطير يتعلّق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تم إنشاء المستخدم و / أو المريض

التخزين والنقل: يجب أن يتم تخزين الجهاز في درجة رطوبة نسبية أقل من 80% ، ويجب أن تبقى بيئة التخزين غازات غير قابلة للتآكل ، وجافة ، وتجنب أشعة الشمس ، وظروف جيدة التهوية ، ونظيفة

يجب العناية بالجهاز أثناء النقل والمناولة