

KIRURGMÖSSA FÖR ENGÅNGSBRUK MED BAND ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΑΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

SE

Produktnamn Kirurgmössa för engångsbruk med band

Produktkod FGDCT-SM35 (21098)

Produktmodell Band på mössa, 62x14,5 cm

Struktur och komposition Mössan är gjord av 35-40gSMS, med band för fixering.

Avsedd användning Produkterna används huvudsakligen för allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll av infektioner.

Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om förpackningen skadats, produkten är våt eller möglig. Använd inte.

Hur produkten används

1. Öppna produktens förpackning och ta ur mössan, och krama ändarna med båda händerna.
2. Höj handen och sätt mössan på huvudet och justera för att se till att ditt hår inte sticker ut.

Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80 %, inga fråtande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.



Varning

1. Denna produkt är en engångsprodukt, använd inte igen.
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig din produkt med andra.
3. Förbjudet att använda när förpackningen eller mössorna är skadade.

Anm.: Alla allvarliga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.

Giltighet 2 år.

Tillverkningsdatum Se datum på förpackningen

Utgångsdatum Se datum på förpackningen

	SE Produktkod GR Κωδικός προϊόντος		SE Skyddas från solljus GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		SE Förvara på svalt och torrt ställe GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		SE Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	SE Satsnummer GR Αριθμός παρτίδας		SE Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		SE Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		SE Engångsanordning, får ej återanvändas GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	SE Tillverkare GR Παραγωγός		SE Tillverkningsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής		SE Temperaturgräns GR Όριο θερμοκρασίας		SE Läs bruksanvisningen GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	SE Ej steril GR Όχι αποστειρωμένο		SE Utgångsdatum GR Ημερομηνία λήξεως		SE Medicintekniska produkten GR Ιατρική συσκευή		SE Använd inte en förpackning som är skadad GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι καταστραμμένη
	SE Unik identifierare för enheten GR Identificatorul unic al dispozitivului						

GIMA 21098

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

REF FGDCT-SM35

Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

