

REF

KDB-504E (GIMA 27704)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NAMN
Sänggräcke

Modellnummer: KDB-504E

AVSEDD ANVÄNDNING:
Anordningen används som gripdon för att förhindra en äldre eller bräcklig patient från att glida ner då han/hon lägger sig i sängen eller stiger upp ur den.

Modell	Specifikation	Lastlager	Material	Bild
KDB-504E	Sänggräcke	125KG	Järn	

Det varnas för användare som har allergiska reaktioner mot vissa latexproteiner att fötterna innehåller naturgummi

- VÅRD OCH SKÖTSEL**
- För rengöring används en fuktad trasa för att torka av;
 - Alla ytterligare delar och reservdelar erhålls endast från tillverkaren.

FÖRPACKNING
Tillslut sänggräcket i en plastpåse och lägg det sedan i en kartong.

LAGRING
Det förpackade sänggräcket ska förvaras på ett ventilerat och torrt ställe, utan frätande gas och väl ventilerat och rent rum. Starkt ljus för att undvika fukt och håll på avstånd från värmekällor under transport.

BORTSKAFFNING
Var god bortskaffa produkten efter användning i enlighet med lokala föreskrifter.
Alla allvarliga olyckor som rör den medicintekniska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

ETIKETTER, FÖRPACKNINGAR LOGOTYPDESIGN:

Symbol	Menande	Symbol	Menande
	Medicinsk utrustning i enlighet med förordning (EU) 2017/745		Medicinsk anordning
	Tillverkare		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Tillverkningsdatum		Förvaras åtskilt från solljus
	Partinummer		Icke-steril
	Varning: Läs och följ instruktionerna (varningarna) för användning noggrant		Produktkod
	Läs bruksanvisningen		Förvara på en sval, torr plats
	Importerad av		

GIMA GARANTIVILLKOR
Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.