



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE**  
**SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ**  
**ΧΡΗΣΗΣ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-**  
**TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ**  
**FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK**

**REF B01 (GIMA 29544)**


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710.  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### Avsedd användning:

- Denna produkt fungerar enligt justering av spännets plats på bältet för att fästa fostergivaren.

### Produkt inledning:

- Produktnamn: Fostergivarebälte för engångsbruk.
- Produktstruktur: Den består av ett elastiskt bälte och ett spänne.

### Produktområde:

- Används med fostergivare vid fosterövervakning under graviditet, för att fästa fostergivaren.

### Användningsvillkor:

- Temperatur: 0°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: 15% ~ 95%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

### Förpackning och lagring:

- Fosterbältet för engångsbruk ska förpackas enskilt, den förpackade produkten ska lagras i en lokal utan frätande gas, med god ventilation.

### Lagringsmiljö som nedan:

- Temperatur: -10°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: ≤80%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

### Installation/användning:

- Fäst ena änden av bältet på givaren genom att fästa ett av hålen i bältet över knappen på givarens ovansida.
- Håll givaren på plats, spänn den andra änden av bältet och koppla in bältet över knappen, och säkerställ tillräcklig spänning för att hålla givaren i stadig kontakt med buken.
- Undvik att dra åt för hårt eftersom detta kommer

att orsaka onödigt obehag för patienten.

### Rengöring av produkten:

- Tvätta bältet i varmt vatten, gnid inte fosterbällets kanter för att undvika att det lossnar, utsätt inte.

### Giltighetsdatum:

- Giltighetstid: 2 år.

### Utbyte och bortskaffande:

- Utbyte: Vid situationer, som brott, elastisk skada, förfallodatum, var god byt fosterbälte att använda.
- Bortskaffande: Uttjänt bälte kan behandlas som vanligt avfall.

### Kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar:

- Kontraindikationer: Bältet får inte fästas på skadat område.
- Avbryt användning i händelse av allergi mot Spandex.
- Varningar: Denna produkt är för engångsbruk för att undvika korsinfektion. Var god läs instruktionerna före användning

### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

