



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Avsedd användning:

- Denna produkt fungerar enligt justering av spännets plats på bältet för att fästa fostergivaren.

Produkt inledning:

- Produktnamn: Återanvändbart fostergivarebälte.
- Produktstruktur: Den består av ett elastiskt bälte och ett spänne.

Produktområde:

- Används med fostergivare vid fosterövervakning under graviditet, för att fästa fostergivaren.

Användningsvillkor:

- Temperatur: 0°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: 15% ~ 95%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Förpackning och lagring:

- Fosterbältet ska förpackas enskilt, den förpackade produkten ska lagras i en lokal utan frätande gas, med god ventilation.

Lagringsmiljö som nedan:

- Temperatur: -10°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: ≤80%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Installation/användning:

- Fäst ena änden av bältet på givaren genom att fästa ett av hålen i bältet över knappen på givarens ovansida.
- Håll givaren på plats, spänn den andra änden av bältet och koppla in bältet över knappen, och säkerställ tillräcklig spänning för att hålla givaren i stadig kontakt med buken.
- Undvik att dra åt för hårt eftersom detta kommer att orsaka onödigt obehag för patienten.

Rengöring av produkten:

- Tvätta bältet i varmt vatten, gnid inte fosterbällets kanter för att undvika att det lossnar, utsätt inte.

Giltighetsdatum:

- Giltighetstid: 2 år.

Utbyte och bortskaffande:

- Utbyte: Vid situationer, som brott, elastisk skada, förfalldatum, var god byt fosterbälte att använda.
- Bortskaffande: Utjämt bälte kan behandlas som vanligt avfall.

Kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar:

- Kontraindikationer: Bältet får inte fästas på skadat område.
- Avbryt användning i händelse av allergi mot Spandex.
- Varningar: Var god läs instruktionerna före användning.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

