

SV - VIRAL- OCH BAKTERIEFILTER FÖR ENGANG BRUKSANVISNING

AVSEDD ANVÄNDNING: Designad för att skydda patienter från infektion och kontaminering från utrustning, erbjuder en hög grad av skydd mot bakterier och virus med mycket låga nivåer av resistens för att säkerställa noggrannheten av det diagnostiska resultatet. Filtret bör endast appliceras på intakt, ren och frisk hud.

PRODUKTIDENTIFIKATION: Identifieringsdata (kod, parti och tillverkningsdatum) finns på etiketten på kartongen.

ANVÄNDANDE:

- Dra ut filtret och kontrollera att både enheten och filtermaterialet är intakta. Annars kassera den och fortsätt med en annan enhet.
- Sätt i filtret i enhetens sensor utan dragkraft, följ alltid instruktionerna från enhetstillverkaren.
- Applicera munstycket på rätt sida.
- Återanvänd aldrig filtret och munstycket för andra patienter för att undvika korskontaminering.
- Den här enheten är inte steriliserbar.
- Använd endast med hjälp av medicinsk personal.
- Den här enheten kan inte användas för neonatala ändamål.

AVFALLSHANTERING OCH SÄKERHET: Efter användning ska produkten kasseras i normala giftfria behållare för fast avfall eller i allmänt sjukhusavfall.

KONTRAINDIKATIONER: Baserat på erfarenhet och resultat från olika analyser, finns det inga negativa effekter till följd av lämplig användning av produkten.

ANMÄRKNINGAR: Förpackning i individuella värmeförseglade kuvert (single-wrap) garanterar frånvaron av bakterier, vilket regelbundet övervakas enligt tillverkarens kvalitetssystem..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750