


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizatã

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com - Made in China

GIMA

www.gimaitaly.com




8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PĀTURĀ IZOTERMĀ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

SE - TILLÄMPNINGAR. Materialets reflekterande egenskaper tillåter att skydda kroppen från solstrålar och för att hålla kvar kroppsvärmen. Det rekommenderas att använda det i fall av **OLYCKOR, VIND, REGN, VARMA SOLIGA PLATSER.** **INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING.** Lägg ut täcket över kroppen utan att klämma. Den gula utsidan för att hålla kvar kroppsvärmen, den silverfärgade utsidan för att reflektera solens strålar.

 **VARNINGAR** • De fuktiga eller unkna produkterna får inte användas. • Endast för engångsbruk är återanvändning inte tillåten. • Förvara inte vid extrema temperaturer. • Kassera på ett säkert sätt efter användning för att undvika risk för infektion. • Rapportera alla allvarliga incidenter i samband med enheten till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den stat där användaren och/eller patienten är etablerad.

LAGRING OCH TRANSPORT • Enheten ska förvaras vid en relativ luftfuktighet på mindre än 80%, lagringsmiljön ska hållas icke-korrosiva gaser, torr, undvika solljus, välventilerade förhållanden och ren. • Enheten ska vara försiktig under transport och hantering.