
SGABELLO DA DOCCIA PU con braccioli
PU SHOWER STOOL with armrest
TABOURET DE DOUCHE PU avec accoudoir
TABURETE DE DUCHA PU con reposabrazos
BANQUETE DE DUCHE PU com apoio de braço
PU-DUSCHHOCKER mit Armlehne PU
DUSCHPALL med armstöd
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ PU με υποβραχιόνιο

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10678103 (Gima 42905)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10678103

KD ALUMINIUM DUSCHSTOL UTAN RYGGSTÖD

Produktens delar



1. Armstöd i skumgummi
2. PU Sits
3. Fotrör justerbart i höjd
4. Spets

Säkerhetsanvisningar

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert fäste före användning.
- Godkänd endast för användning inomhus.
- Klädesplagg och kroppsdelar kan klämmas när du sätter dig, reser dig, för in toalettstolen, samt när du lyfter upp armstöden och låser dem på plats.
- Om du behöver köra över trösklar, gör det långsamt och försiktigt, annars kan hjulen skadas!
- När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid parkeringsbromsarna.
- Under överföring i och ur den hjulburna kommodstolen, ska fotstäden vara utfällda ur vägen.
- Använd aldrig fotstöden för hjälp att resa dig - risk för tippning!
- Förebygg ej auktoriserad användning, t ex av barn.
- Informera dig om användarens tillåtna maximala vikt.
- Denna information finner du under tekniska data i denna bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

Montering

Steg 1

Fäst armstödet vid ramen genom att trycka in knapparna och låta armstödet rör glida på rören som är placerade på varje sida av sitsen.















**Steg 2**

Fäst benen vid ramen genom att trycka in knapparna i rören som är placerade på varje sida av benen. Försäkra dig att knapparna ”klickar” korrekt in i hålen och är stabila och justerad på samma sätt.

Tekniska data

Produkt	KD ALUMINIUM DUSCHSTOL M/U RYGGSTÖD
Produktnummer	HE10678103
Vikt/kapacitet (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktens dimensioner (mm) L x B x H	(448-472)×(500-526)×(622-719)mm
Produktens vikt (lbs/kg)	4,0 kg
Sitsens dimensioner (inch/mm) L x B	407*337*52mm
Ryggstödetts material	PU
Sitsens material	PU
Armkuddens material	EVA Skum
Ramens material	Aluminium
Ramens färg	Silver
Antal i lådan (styck)	1
Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg)	5,0 kg
Lådans dimensioner L x B x H	460*220*415mm

Symboler

	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Förvara på svalt och torrt ställe
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Satsnummer		Produktkod
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Medicinteknisk produkt		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.