

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Navodila za uporabo

Model: Običajnega tipa

Rev. A/1 Veljavna: 2020-4

Opis:

Medicinska izolacijska očala so namenjena ustvarjanju fizične pregrade, ki ločuje oči od neposredne okolice. Ta naprava preprečuje, da bi tekočine ali kapljice prišle v stik z uporabnikom. Medicinska izolacijska očala so za enkratno uporabo.

Napotki za uporabo:

zaščita s tem povezanih sluznic oči pred brizganjem, pršenjem in škropljenjem telesnih tekočin.

Kontraindikacije:

Nobeden.

Neželeni učinki izdelka:

Ta izdelek nima stranskih učinkov.

Opozorilo:

1. Ne uporabljajte, če sestavni deli kažejo kakršne koli znake poškodb.
2. Sestavnih delov ne izpostavljajte temperaturi, višji od navedene na oznaki na embalaži.
3. Izdelek odstranite kot biološko nevaren odpadke v skladu z institucionalnim protokolom.












Postopek:

Vzemite očala iz embalažne vrečke, preverite, ali so v dobrem stanju, nastavite teleskopsko ročico očal v udoben položaj in si jih namestite na uho.

Shranjevanje:

Izdelek shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi 0-30 °C. Hranite stran od sončne svetlobe.1.

Razlage simbolov:

	Rok uporabnosti		Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno
	Številka partije		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Datum proizvodnje		Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo
	Medicinski pripomoček skladno z uredbo (UE) 2016/425		Hraniti na suhem in hladnem mestu
	Proizvajalec		Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost
	Koda izdelka		

GARANCIJSKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo

CE PPE II kat. izdal:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Priglašeni organ 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany

v skladu z II. prilogo uredbe (EU)2016/425 - usklajene EN 166: 2001 direktiva 2001/95/ES