

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuaja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Navodila za uporabo

Model: Popolnoma zaprt z zračnikom

Rev. A/1 Veljavna: 2020-4

Opis:

Medicinska izolacijska očala so namenjena ustvarjanju fizične pregrade, ki ločuje oči od neposredne okolice. Ta naprava preprečuje, da bi tekočine ali kapljice prišle v stik z uporabnikom. Medicinska izolacijska očala so za enkratno uporabo.

Napotki za uporabo:

zaščita s tem povezanih sluznic oči pred brizganjem, pršenjem in škropljenjem telesnih tekočin.

Kontraindikacije:

Nobeden.

Neželeni učinki izdelka:

Ta izdelek nima stranskih učinkov.

Opozorilo:

1. Ne uporabljajte, če sestavni deli kažejo kakršne koli znake poškodb.
2. Sestavnih delov ne izpostavljajte temperaturi, višji od navedene na oznaki na embalaži.
3. Izdelek odstranite kot biološko nevaren odpadke v skladu z institucionalnim protokolom.












Postopek:

Vzemite očala iz embalažne vrečke, preverite, ali so očala v dobrem stanju, in odtrgajte zaščitno folijo; očala bodo pritrčila elastični trak b za glavo in prilagodila mehko pritrčilno napravo, da se bo tesno prilegala obrazu.

Shranjevanje:

Izdelek shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi 0-30 °C. Hranite stran od sončne svetlobe.1.

Razlage simbolov:

	Rok uporabnosti		Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno
	Številka partije		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Datum proizvodnje		Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo
	Medicinski pripomoček skladno z uredbo (UE) 2016/425		Hraniti na suhem in hladnem mestu
	Proizvajalec		Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost
	Koda izdelka		

GARANCIJSKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo

CE PPE II kat. izdal:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Priglašeni organ 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany
v skladu z II. prilogo uredbe (EU)2016/425 - usklajene EN 166: 2001 direktiva 2001/95/ES