



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÁRKÁRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/الصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importälja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

ZNAČILNOSTI

Torbe in nahrbtniki GIMA so zasnovani za učinkovitejše nudenje prve pomoči. Zagotavljajo varen prevoz, instrumenti, zdravila, izdelki, ali medicinski pripomočki in pripomočki za prvo pomoč pa so shranjeni v praktičnih razdelkih. Torbe in nahrbtniki se dobavljajo prazni.

PREDPISI

Izdelek lahko uporabljajo le kvalificirane osebe, ki se zavedajo higienskih omejitev zaradi uporabe izdelka na mestih, kjer so lahko onesnažujoči ali bakteriološko okuženi elementi. Družbi GIMA ni mogoče pripisati odgovornosti za škodo, ki bi nastala na vsebini ali ki bi jo vsebina torbe lahko povzročila torbam ali nahrbtnikom.

Izdelka ali katerega koli njegovega dela ni mogoče uporabljati za druge namene kot za tiste, za katere je bil zasnovan.

Izdelka ne puščajte brez nadzora, v dosegu otrok ali nekvalificiranega osebja.

Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan, in se obrnite na prodajalca.

Izogibajte se kakršnim koli začasnim popravilom.

Med uporabo pazite, da ne poškodujete zadrge.

Med odpiranjem in zapiranjem zadrge preverjajte, da se ne zataknejo v druge materiale, in jih vedno popolnoma odprite ali zaprite.

Če iz steklenic izteče tekočina ali praški, torbo ali nahrbtnik očistite in razkužite, saj lahko poškodujejo, ali onesnažijo samo torbo ali izdelke v njej.



Ne napolnite preveč. Teža in oblika vsebine morata ustrezati vrsti torbe ali nahrbtnika. Vedno preverite, da teža vsebine ne presega navedb o teži modela torbe ali možnosti uporabnika. Za morebitne navedbe glede največje teže, ki jo je mogoče ročno dvigovati in premikati, glejte veljavne lokalne predpise.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE



Elementi embalaže (papir, celofan, kovinske sponke, lepilni trak itd.) vas lahko porežejo in/ali poškodujejo, če z njimi ne ravirate previdno. Odstranite jih z ustreznim orodjem in jih ne prepuščajte nepooblaščenim osebam. Enako velja za orodje za odpiranje embalaže (škarje, noži itd.).

Po odprtju embalaže najprej preverite vse dele izdelka; preverite, ali so vsi potrebni sestavni deli na svojem mestu, in preverite njihovo stanje: premikanje zadrge, pritrditev sponk, ježkov ali trakov, odpornost ročajev.

VZDRŽEVANJE

Izpraznite vse žepne in iz njih stresite vse drobce. Nato z blagim detergentom in vodo očistite madeže ali umazana mesta. Za globlje čiščenje lahko celotno torbo operete ročno z blagim detergentom in toplo vodo. Z mehko krtačo ali krpo nežno zdrgnite tkanino, nato pa jo dobro izperite. Na koncu torbo obesite, da se posuši na zraku. Izogibajte se uporabi močnih kemikalij ali belil, saj lahko poškodujejo poliestrsko tkanino.

Torb in nahrbtnikov ne smete dati v avtoklav.

Za pravilno odstranjevanje izdelka upoštevajte zakone v državi uporabe.

GARANCIJSKI POGOJI DRUŽBE GIMA

Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima.