



## SLOVENŠČINA

### Instrukcija obštugi

Thermo Feel je instrument valjaste oblike, katerega en konec je izdelan iz jekla, drugi pa iz plastike. Zaradi različnih toplotnih lastnosti obeh materialov, ki se izmenično dotikata kože (glejte slike), lahko subjekt vpraša, ali čuti spremembo temperature. Thermo Feel ni medicinski pripomoček, temveč je le orientacijsko orodje za podporo začetnemu pregledu sladkornih bolnikov, pri katerih obstaja potencialno tveganje za nevropatijo. Zagotovljeni rezultati niso uporabni za diagnostične namene.

#### GARANCIJSKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo

**REF 31278**



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por / Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino / Разпространяван от / توزيع

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China