

SL - VIRUSNI IN BAKTERIJSKI FILTER ZA ENKRATNO UPORABO - NAVODILA

NAMEN UPORABE: Zasnovan za zaščito bolnikov pred okužbo in kontaminacijo z opremo, nudi visoko stopnjo zaščite pred bakterijami in virusi z zelo nizko stopnjo odpornosti, da se zagotovi točnost diagnostičnega rezultata. Filter je treba nanašati samo na nepoškodovano, čisto in zdravo kožo.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA: Identifikacijski podatki (šifra, serija in datum proizvodnje) so navedeni na nalepki na škatli.

UPORABA:

- Izvlecite filter in preverite, ali sta naprava in filtrirni material nepoškodovana. V nasprotnem primeru jo zavrzite in nadaljujte z drugo napravo.
- Filter vstavite v senzor naprave brez potiska, vedno po navodilih proizvajalca naprave.
- Namestite ustnik na pravilno stran.
- Nikoli ne uporabljajte filtra in ustnika za druge bolnike, da preprečite navzkrižno kontaminacijo.
- Te naprave ni mogoče sterilizirati.
- Uporabljajte le ob pomoči medicinskega osebja.
- Te naprave ni mogoče uporabiti za neonatalne namene.

ODSTRANJEVANJE IN VARNOST: Po uporabi je treba izdelek odvreči v običajne nestrupene zabojnike za trdne odpadke ali med običajne bolnišnične odpadke.

KONTRAINDIKACIJE: Glede na izkušnje in rezultate različnih analiz, zaradi pravilne uporabe izdelka ni škodljivih učinkov.

OPOMBE: Embalaža v individualni toplotno varjeni ovoji (enojni ovoji) zagotavlja odsotnost bakterij, kar je redno kontrolirano po sistemu kakovosti proizvajalca..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750