

**PRIPOROČILA ZA UPORABO**  
**IN VITRO DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČEK Z OZNAKO CE – za profesionalno uporabo v zdravstvu**

- In vitro diagnostični pripomočki: epruvete, posode za zbiranje bioloških tekočin, petrijevke, razpršilci za mikrobiologijo, posodice za vzorce za avtoanalizator. Uporabljajte samo za odvzem vzorcev človeškega izvora, razen krvi. Izdelka ne uporabljajte za druge namene, ki se lahko štejejo za neustrezne. Pripomoček uporabljajte samo z ustreznimi dodatki.
- Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pripomočka ne postavljajte v bližino ognja.
- Izdelka ne uporabljajte, če mu je potekel rok uporabe, je poškodovan ali ima odprto embalažo.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Izdelek zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo v zabojnik za biološko nevarne odpadke.
- Pred uporabo izdelka z določenimi snovmi preverite tabele odpornosti/zdržljivosti materiala.
- **Sterilni izdelek: sterilnost je zagotovljena do odprtja embalaže. Sterilizacija se izvaja z žarki beta.**
- Pripomoček je za enkratno uporabo. Če pripomoček ponovno uporabite, se izgubijo vse njegove zmogljivosti in lastnosti.
- Vsak resen zaplet v zvezi s pripomočkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri ima bolnik stalno prebivališče.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536\_Use Warnings IVD\_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022