

EPRUVETE ZA CENTRIFUGIRANJE

IN VITRO DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČEK Z OZNAKO CE
Za profesionalno uporabo v zdravstvu

Vrsta vzorca: kri, serum ali urin

NAVODILA ZA UPORABO

- 1) Preverite informacije o izdelku in neoporečnost embalaže.
- 2) Na nalepko zapišite ustrezne informacije (ime bolnika, test, vzorec itd.).
- 3) Odprite epruveto za centrifugiranje.
- 4) Z ustreznim orodjem dodajte vzorec v epruveto za redčenje, shranjevanje, centrifugiranje, določanje bakterijskih kultur ali drugo vrsto uporabe.
- 5) Epruveto za centrifugiranje dobro zaprite s pokrovčkom, da preprečite iztekanje vzorca med centrifugiranjem.

PRIPOROČILA ZA UPORABO

- Pripomoček je namenjen zdravstvenim delavcem.
- Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pripomočka ne postavljajte v bližino ognja.
- Izdelka ne uporabljajte, če mu je potekel rok uporabe, je poškodovan ali ima odprto embalažo.
- Ne spreminjajte predvidene uporabe; vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Pripomoček uporabljajte samo z ustreznimi dodatki.
- Shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi v zabojnik za biološko nevarne odpadke.
- Pripomoček je za enkratno uporabo. Če pripomoček ponovno uporabite, se izgubijo vse njegove zmogljivosti in lastnosti.
- Vsak resen zaplet v zvezi s pripomočkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri ima bolnik stalno prebivališče.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

