



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TUBI SILICONE
SILICONE TUBE
TUYAU EN SILICONE
TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
ΣΩΜΗΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ
RURY SILIKONOWE
FURTUNURILE DE SILICON
SILIKÓNOVÉ HADICE
SILIKONSKE CIJEVI
SILIKONA CAURULES
SILIKONIPUTKET

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

È necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

Par nopietnu negadījum, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Spain



Silikónové hadice na lekárske vonkajšie použitie určené na použitie ako príslušenstvo k zdravotníckym prístrojom (chirurgická odsávačka atď.) pre prechod látok.

Technické vlastnosti

Surovina: HCR,
Farba: priehľadná
Tvrdosť: 60 ° ± 5 % Shore
Hustota: 1,17 g/ccm
Predĺženie: 490/530 %
Pevnosť v ťahu: 34-35 N/mm

- Okrem toho, čo je uvedené v technických vlastnostiach, overte kompatibilitu použitých kvapalín a prípadné opotrebovanie časom.
- Overte, či odrezaním hadice sa negenerujú ostré hrany alebo okraje, ktoré môžu spôsobiť zranenia.
- Skontrolujte tesnosť hadice najmä po viacnásobných opätovných použitíach.
- Rozmery hadice (vnútorný priemer, vonkajší priemer a dĺžka) musia byť kompatibilné so spojmi a/alebo s otvorom, do ktorého sa hadica zavádza.



- Nepoužívajte nenáležitým spôsobom
- Nelikvidujte neadekvátnym spôsobom, ktorý by mohol generovať nebezpečenstvo alebo prekážku
- Nezauzľujte pre uzavretie konca
- Výrobok sa predáva NESTERILNÝ.

	Hraniti na suhem in hladnem mestu	REF	Koda izdelka
	Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo	LOT	Številka partije
	Preberite navodila za uporabo	CE	Medicinski pripomoček, skladen z uredbo (EU) 2017/745
	Proizvajalec		Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo
MD	Medicinski pripomoček		Datum proizvodnje

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí 12-mesačná štandardná B2B záruka spoločnosti Gima.